



Skin cooling system

---



Sistema di raffreddamento dell'epidermide

---



ICE SKIN



## ICE SKIN

### *Skin cooling system*

Ideal for laser treatments of dermatologic type, vascular type, laser epilation, for small surgery anaesthesia, multi injections, electro surgery etc.

DOES NOT USE CRYGENIC GASES  
ABSENCE OF CONSUMPTION MATERIALS  
NO RUNNING COSTS  
SIMPLE, EFFICIENT, OF LONG SERVICE LIFE

## ICE SKIN

### *Sistema di raffreddamento dell'epidermide*

Ideale per i trattamenti laser di tipo dermatologico, vascolare, epilazione laser e come anestesia per piccoli interventi, multiniezioni, elettrobisturi ecc.

NON UTILIZZA GAS CRIOGENI  
ASSENZA DI MATERIALI DI CONSUMO  
NESSUN COSTO DI ESERCIZIO  
SEMPLICE, EFFICACE, DI LUNGA DURATA

CARATTERISTICHE TECNICHE		TECHNICAL SPECIFICATIONS
ALIMENTAZIONE	230V—50/60 Hz	MAIN SUPPLY
POTENZA ASSORBITA	200 VA	ABSORBED POWER
DIMENSIONI	42x25x40	DIMENSIONS
PESO	10 kg	WEIGHT
TEMPERATURA MINIMA	-10°C	MINIMUM TEMPERATURE
AREA RAFFREDATA	5 cm <sup>2</sup>	COOLED AREA
SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO	Effetto peltie / peltier effect	COOLING SYSTEM



*Handpiece extension for face on request  
Prolunga manipolo per il viso a richiesta*



# TecnoLaser

Via Venezia 173 - 43122 Parma - ITALY  
Tel. +39 0521 271102  
Fax +39 0521 272846  
e-mail: [tecnolaser@tin.it](mailto:tecnolaser@tin.it)

[www.tecnolaser.net/](http://www.tecnolaser.net/) [www.tecnolaser.de/](http://www.tecnolaser.de/)  
[www.technolaser.eu/](http://www.technolaser.eu/) [www.tecnolasereuropa.info/](http://www.tecnolasereuropa.info/)  
[www.tecnogamma.info/](http://www.tecnogamma.info/) [www.applegreen.net](http://www.applegreen.net)  
[www.applegreen.it/](http://www.applegreen.it/) [www.applegreen.eu](http://www.applegreen.eu)