

The cooling causes a deterioration of the fat cells leading the apoptosis, without injuring skin or surrounding tissue; furthermore by "paradoxic" effect increases the metabolism of the treated area.

Il raffreddamento provoca un deterioramento delle cellule adipose portandole all'apoptosi senza danneggiare la pelle o il tessuto circostante, inoltre, per effetto "paradosso", aumenta il metabolismo della zona trattata

TECNO CRYO



TECNO CRYOVAC



TECNOCRYO / TECNOCRYOVAC is a computerized device which utilizes a new not invasive treatment to reduce the excess of the fat, by means of the adipose tissue cooling. Such a treatment functions as a cooling of the skin for a short period up to a temperature around 0°/4°. The device can be supplied with one up to three handpieces and can be used for aesthetic treatments in absolute lack of risks and collateral effects if the appropriate precautions are taken. The model **TECNOCRYOVAC** is supplied with two handpieces with vacuum system. The device is mainly prescribed for the following use:

- Cellulite and fat treatment
- Vascular gymnastics for skin rejuvenation
- Local strengthening

It is important to remark that blood vessels, lymphatic system and nerves don't undergo, during the treatment, to any alteration. One microprocessor controls a touch screen keyboard which allows the operator to use the foreseen programs in a simple way, following the panel display instructions. The programs are therefore guided, hence the operator doesn't need any special training course for the device use. The device is destined to the exclusive use from person qualified according to the country rules.

TECNOCRYO / TECNOCRYOVAC È un dispositivo computerizzato che utilizza un nuovo sistema di trattamento non invasivo per ridurre l'eccesso di grasso, mediante il raffreddamento del tessuto adiposo. Questo trattamento utilizza un sistema di raffreddamento controllato della pelle per un breve periodo fino a una temperatura di circa 0° / 4°. Il dispositivo può essere fornito con uno fino a tre manipoli e può essere utilizzato per trattamenti estetici, in assoluta mancanza di rischi e di effetti collaterali, seguendo le opportune precauzioni. La versione Tecno Cryovac è fornita di 2 manipoli con sistema vacuum incorporato. Il dispositivo è principalmente indicato per i seguenti trattamenti:

- Cellulite e tessuto adiposo
- Ginnastica vascolare per il ringiovanimento cutaneo
- Rassodamento locale

È importante sottolineare che i vasi sanguigni, sistema linfatico e nervi non subiscono, durante il trattamento, nessuna alterazione. Un microprocessore controllato a touch screen permette all'operatore di usare i programmi preimpostati in modo semplice, seguendo le fasi operative sul display. I programmi sono quindi guidati, l'operatore non ha bisogno di alcun corso specifico di formazione per l'utilizzo.

CARATTERISTICHE TECNICHE		TECHNICAL SPECIFICATIONS
ALIMENTAZIONE	230V—50/60 Hz	MAIN SUPPLY
POTENZA ASSORBITA	1000 VA	ABSORBED POWER
DIMENSIONE (cm)	33x38X115 (h)	DIMENSION (cm)
PESO (kg)	22 kg	WEIGHT (kg)
PROTEZIONE IP	IP20	PROTECTION IP
MANIPOLO PICCOLO	Applied surface: anticorodal 6082 Radiating area : 56 cm ² Parte applicata: AISI 316 Diametro superficie emittente: 56 cm ²	SMALL HEAD
MANIPOLO GRANDE	Applied surface: anticorodal 6082 Radiating area: 72 cm ² Parte applicata: AISI 316 Diametro superficie emittente: 72 cm ²	BIG HEAD
CLASSIFICAZIONE	Classe I; tipo BF (EN 60601-1)	ELECTRICAL CLASSIFICATIONS
NORMA DI SICUREZZA	CEI 62-39 "General guide for the safety of electrical equipments for aesthetical use"	NORMS SECURITY

FREDDO		CRYO
TEMPERATURA REGOLABILE	Regolabile da 0° a +10° C Adjustable from 0° to +10° C	TEMPERATURE ADJUSTMENT
TEMPO DI TRATTAMENTO TOTALE	Programmed up to 60 consecutive minutes (max) Programmi di trattamento 60 min consecutive (max)	TOTAL TREATMENT TIME
VUOTO		VACUUM
VUOTO	290 mbar	VACUUM
REGOLAZIONE VUOTO	From 0 to 100%	VACUUM SETTING



Via Venezia 173 - 43122 Parma - ITALY
Tel. +39 0521 271102
Fax +39 0521 272846
e-mail: tecnolsr@tin.it

www.tecnolaser.net / www.tecnolaser.de /
www.technolaser.eu / www.tecnolasereuropa.info /
www.tecnogamma.info / www.applegreen.net
www.applegreen.it / www.applegreen.eu